

# PHILIPS

**Philips S.p.A.**  
Viale Sarca, 235  
20126 Milano




## SCHEDA TECNICA

### **CODICE:**

- 1146072
- 1146073
- 1142832

**Rev 01**

**Data: 11/12/2024**

Nome prodotto	Camera di umidificazione per dispositivi DreamStation 2		
Immagine		Camera di Umidificazione DS 2 senza coperchio	1146072
		Camera di umidificazione DS2 con coperchio	1142832
		Solo Coperchio	1146073

Dettaglio codici	<b>Camera di Umidificazione DS 2 senza coperchio</b>		1146072
	<b>Solo Coperchio</b>		1146073
	<b>Camera di umidificazione DS2 con coperchio</b>		1142832
Fabbricante	Respironics INC.	Paese di origine	USA

PHILIPS S.p.A. Sleep & Respiratory Care Sede legale e operativa Viale Sarca, 235 - 20126 Milano Tel: 02.38593000 www.philips.it Cap. Soc.: Euro 50.000.000,00 i.v. Registro imprese Milano, Codice Fiscale e P.IVA 00856750153 R.E.A. Milano: n. 88001 Direzione e coordinamento: Koninklijke Philips Electronics N.V. Registro produttori AEE n. IT08010000000099 Pag. 1 di 2

# PHILIPS

Philips S.p.A.  
Viale Sarca, 235  
20126 Milano

## SCHEDA TECNICA

### **CODICE:**

- 1146072
- 1146073
- 1142832

**Rev 01**

**Data: 11/12/2024**

**Mandatario in EU**

Respironics Deutschland

### **D A T I   T E C N I C I**

<b>Tipo di prodotto</b>	Camera di umidificazione per dispositivo DreamStation 2
<b>Descrizione e indicazione di utilizzo:</b>	Materiale di replacement per manutenzione ordinaria ventilatore Camera di umidificazione sostituirla annualmente
<b>Tecniche di lavorazione:</b>	INIEZIONE/STAMPAGGIO
<b>Caratteristiche materiali:</b>	PVC Raccordi di connessione in silicone Guarnizione di tenuta in silicone Latex free
<b>Confezionamento:</b>	Singolo
<b>Modalità di utilizzo e pulizia:</b>	<b>Camera di Umidificazione, guarnizione e coperchio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulizia quotidiana con acqua e detersivo neutro.</li><li>• Lavabile Lavastoviglie.</li></ul>
<b>Produttore</b>	RESPIRONICS INC.
<b>Paese di origine</b>	USA
<b>Smaltimento</b>	Smaltire i componenti danneggiati o rotti in conformità alle leggi locali
<b>Avvertenze e Controindicazioni</b>	Leggere il manuale d'utilizzo del Dispositivo Medico su cui è utilizzato

### **ATTENZIONE**

**Gli articoli descritti in questa Scheda Tecnica non sono classificati Dispositivi Medici dal fabbricante. Pertanto, non può essergli attribuito né un codice CND né un codice RDM.**